

羊毛脂说明书

中文名称：羊毛脂

英文名称：Lanolin; Lanolin anhydrous; Wool fat

其他名称：无水羊毛脂

CAS 号：8006-54-0

级别：CP

熔点： $\geq 39^{\circ}\text{C}$

水分：≤0.3%

皂化值：92~106mgKOH/g

灼烧残渣：≤0.1%

性状(以下信息仅供参考): 黄色黏性半固体油脂。微有气味或几乎无气味。几乎不溶于水,但能与约 2 倍重量的水混合而不分开,易溶于乙醚、苯、二硫化碳、氯仿、丙酮和石油醚,微溶于冷乙醇,但更多溶于热醇。相对密度 0.9242。熔点 38~42℃。碘值 18~36。闪点>110℃。

用途: 本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)分离分析非极性化合物、乙醇、芳香族及杂环族化合物和挥发油

保存: RT