

亚磷酸三乙酯说明书

中文名称：亚磷酸三乙酯

英文名称：Triethyl phosphite; Phosphorous acid triethyl ester

其他名称：三乙基亚磷酸酯；三乙氧基磷

CAS 号：122-52-1

$C_6H_{15}O_3P=166.16$

级别：AR

含量：≥98%

折光率：1.412～1.414

性状(以下信息仅供参考): 无色液体。对湿敏感。能与乙醇、乙醚、丙酮、苯、石油醚混溶，不溶于水。相对密度 0.9687。沸点 156.6℃。有刺激性

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: RT