

## 溴化银说明书

中文名称：溴化银

英文名称：Silver bromide

CAS 号：7785-23-1

AgBr=187.77

级别：CP

Assay(Ag): 56.5~58.3%

**性状(以下信息仅供参考):** 浅黄色结晶或粉末。无气味。见光色变深。溶于 220 份饱和氯化钠和 35 份饱和溴化钾溶液,溶于氰化碱溶液、浓氨水,微溶于碳酸铵溶液、硫代硫酸碱、硫氰酸碱溶液和稀氨溶液,不溶于水、乙醇和多数酸类。相对密度(d<sub>25</sub>)6.473。熔点 432℃。沸点 700℃(分解)。折光率 2.253。

**用途:** 本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)铷的微量测定。

**保存:** RT, 避光