

戊二酸酐说明书

中文名称：戊二酸酐

英文名称：Glutaric anhydride ; Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione

其他名称：胶酸酐；戊二酐

CAS 号：108-55-4

C₅H₆O₃=114.10

级别：BR

含量：≥98.0%

熔点: 55~58℃

水分: ≤0.1%

性状(以下信息仅供参考): 白色至微黄色固体。可溶于乙醚、乙醇、氯仿、苯、甲苯、丙酮和四氢呋喃。吸水后转化为戊二酸。沸点 290℃，密度 1.429，闪点 173℃。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: RT