

伍德合金说明书

中文名称：伍德合金

英文名称：Wood' s metal; Wood' s metal fusible

其他名称：铋铅锡镉合金；伍氏金；武德金

CAS 号：76093-98-6

级别：AR

结晶点：70.0~72.0℃

性状(以下信息仅供参考): 灰白色粒状固体。有光泽金属。由铋 50 %、铅 26.7%、锡 13.3%、镉 10%所组成的低熔点合金。熔点 70 °C。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: RT