

钨酸钠二水物说明书

中文名称：钨酸钠二水物

英文名称：Sodium tungstate dihydrate;

其他名称：钨酸钠二水合物；正钨酸钠

CAS 号：10213-10-2

$\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ =329.85

级别：AR

含量: $\geq 99.5\%$

碱度(以 OH⁻计): $\leq 4.0 \text{ mmol/100g}$

澄清度试验: 合格

硫酸盐: $\leq 0.01\%$

氯化物: $\leq 0.005\%$

钼: $\leq 0.001\%$

砷: $\leq 0.0005\%$

水不溶物: $\leq 0.01\%$

总氮量：≤0.001%

铁：≤0.0005%

重金属：≤0.0005%

性状：白色具有光泽的片状结晶或结晶粉末，溶于水呈微碱性，在干燥空气中风化，100℃时失去结晶水，变成无水物，遇酸则分解为溶于水的钨酸。能溶于水，不溶于醇，微溶于氨。比重 3.245。熔点：698℃

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT