

钨酸说明书

中文名称：钨酸

英文名称：Tungstic acid; Orthotungstic acid

其他名称：(T-4)-二氢合钨酸；钨(VI)酸

CAS 号：7783-03-1

$H_2WO_4=249.86$

级别：GR

铁： $\leq 0.005\%$

砷： $\leq 0.02\%$

钼： $\leq 0.02\%$

灼烧残渣： $\leq 0.1\%$

钙： $\leq 0.01\%$

总硫化合物： $\leq 0.02\%$

性状(以下信息仅供参考)：黄色至浅黄绿色粉末。加热至 100~110℃缓慢地成脱水状态($2\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)，高热即由 $n\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 变成三氧化钨。溶于氢氟酸，缓溶于苛性碱溶液，不溶于水和其他酸类。
相对密度 5.5。有刺激性



用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT