

四乙基溴化铵说明书

中文名称：四乙基溴化铵

英文名称：TEAB；

其他名称：溴化四乙铵；N,N,N-三乙基乙铵溴化物；四乙溴铵；溴化四乙基铵；四乙基溴铵

CAS 号：71-91-0

$C_8H_{20}NBr=210.16$

级别：AR

含量： $\geq 99.0\%$

钾： $\leq 0.005\%$

钠： $\leq 0.001\%$

重金属： $\leq 0.002\%$

灼烧残渣： $\leq 0.05\%$

性状(以下信息仅供参考)：白色结晶固体。易吸湿。易溶于水、乙醇、氯仿和丙酮，微溶于苯。10%水溶液的 pH 为 6.5，热至 95℃ 达 28 小时而 pH 不变。相对密度 (d₂₅₄) 1.3880。有刺激性。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)离子对色谱用。检验金、铍、钡、钨和钒。极谱分析



保存：RT