

四氢对苯醌说明书

中文名称：四氢对苯醌

英文名称：Tetrahydroxyquinone dihydrate;

其他名称：四羟基醌；四羟基-1,4-苯醌；2,3,5,6-四羟基-2,5-环己二烯-1,4-二酮二水合物；四羟醌；四羟基-对-苯醌二水合物；四羟基对苯醌

CAS 号：5676-48-2

级别：IND

C₆H₈O₈=208.12

纯度： $\geq 95.0\%(T)$

性状(以下信息仅供参考)： 蓝黑色结晶。在光线透射下出现黄色。易溶于热水和乙醇，微溶于冷水和乙醚。熔点 $> 300^{\circ}\text{C}$ 。有刺激性。

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)利用显色反应以检验钡离子，在钡盐滴定硫酸盐时用作指示剂

保存： RT