

## 四甲基碘化铵说明书

中文名称：四甲基碘化铵

英文名称： Tetramethylammonium iodide;

其他名称： N,N,N-三甲基-1-甲铵碘化物；碘化四甲基铵；碘化四甲  
铵

**CAS 号：** 75-58-1

**C4H12NI=**201.05

级别： AR

含量：  $\geq 98.0\%$

干燥失重：  $\leq 1.0\%$

**性状(以下信息仅供参考):** 浅黄色结晶。有吸湿性。约  $230^{\circ}\text{C}$  开始分解。易溶于无水乙醇，微溶于水，不溶于乙醚和氯仿。相对密度 1.84。熔点  $> 300^{\circ}\text{C}$ 。

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)极谱分析，测定锗。用作相转移催化剂

保存： RT