

四丁基氟化铵三水合物说明书

中文名称：四丁基氟化铵三水合物

英文名称：TBAF trihydrate; Tetrabutylammonium fluoride trihydrate

其他名称：四正丁基氟化铵三水合物；四丁胺氟化物

CAS 号：87749-50-6

$C_{16}H_{36}FN \cdot 3H_2O=315.51$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$ (GC)

熔点： 54~60℃

性状(以下信息仅供参考): 白色至黄色结晶或固体或液固混合物。易吸潮，溶解于水

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)裂解甲硅烷基醚和其它硅烷基保护集团的试剂; 催化各种硅复合物反应的催化剂

保存： RT