

水杨酸苯酯说明书

中文名称：水杨酸苯酯

英文名称：Phenyl salicylate; 2-Hydroxybenzoic acid phenyl ester;
Salol

其他名称：2-羟基苯甲酸苯酯；萨罗；柳酸困；柳酸苯酯；邻羟基
苯甲酸苯酯；柳酸困；萨罗尔

CAS 号：118-55-8

C13H10O3=214.22

级别：AR

含量: $\geq 98.0\%$

性状(以下信息仅供参考): 白色细小结晶或结晶性粉末。微有芳香气味和味。1g 溶于 6670ml 水、6ml 乙醇、1.5ml 苯、5ml 戊醇、10ml 液状石蜡、4ml 杏仁油。25℃时溶解度: 无水乙醇 53g/100g; 乙酸乙酯 470g/100g; 甲乙酮 620g/100g; 甲苯 460g/100g; 干洗溶剂汽油 88g/100g; 水少于 0.1%。溶于丙酮、氯仿、乙醚和油类, 极微溶于甘油。有刺激性。密度: 1.25; 沸点: 173℃; 闪点: >110℃

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)比色法测定铁离子

保存: RT, 避光