

双十八烷基二甲基氯化铵说明书

中文名称：双十八烷基二甲基氯化铵

英文名称：DODMAC；DDAC；Dimethyldioctadecylammonium
chloride

其他名称：双氢化牛脂基二甲基氯化铵；N,N-二甲基二-N-1-十八碳
氯化胺；二甲基双十八烷基氯化铵；二硬脂基二甲基氯化铵；氯化
双十八烷基二甲基铵；氯化二甲基双十八基铵；氯化双十八烷基二
甲铵；

DDAC 季铵盐

CAS 号：107-64-2

C38H80ClN=586.50

级别：BR

纯度：≥99%

性状(以下信息仅供参考)：膏状或固体，易吸潮；易溶于极性溶剂，微溶于水，加热可溶解。有较好的乳化、分散、抗静电和防腐性

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT