

## 十二烯基丁二酸酐说明书

中文名称：十二烯基丁二酸酐

英文名称：Dodecenylsuccinic anhydride; Epon hardener DDSA;  
Tetrapropenylsuccinic anhydride

其他名称：环氧包埋剂；DDSA 硬化剂；3-(十二烯基)二氢-2,5-呋喃  
二酮；十二烯基琥珀酸酐

**CAS 号：**25377-73-5

C<sub>16</sub>H<sub>26</sub>O<sub>3</sub>=266.38

级别：BR

纯度： $\geq 90.0\%$ (total of isomer)

结晶点：31~35℃

**性状(以下信息仅供参考)：**浅黄色澄明粘稠油状液体。溶于油，几乎不溶于水。相对密度(d25)1.002。沸点 180~182℃(0.67kPa)。折光率(n25D)1.4745。闪点(开杯)177℃。有刺激性

**用途：**本品仅供科研，不得用于其他用途。(以下用途仅供参考)电子显微镜用环氧树脂固化剂。合成材料助剂

保存：RT