

## 三乙酸甘油酯说明书

中文名称：三乙酸甘油酯

英文名称：Glyceryl triacetate; 1,2,3-Triacetoxyp propane; 1,2,3-Triacetyl glycerol; Glycerol triacetate; Triacetin; 1,2,3-Propanetriol triacetate

其他名称：甘油三乙酸酯；三醋酯；三醋酸甘油酯；丙三醇三乙酸酯；醋酸甘油酯；三醋精；1,2,3-丙三醇三乙酸酯；甘油三醋酸酯；甘油三乙醇酯

CAS 号：102-76-1

C<sub>9</sub>H<sub>14</sub>O<sub>6</sub>=218.20

**级别：**分析标准品

**含量：**≥99.0%(GC)

**性状(以下信息仅供参考)：**无色油状液体，微有脂肪气味，有苦味，能溶于水、醇、苯、氯仿、乙醚及其他有机溶剂，微溶于二硫化碳。熔点：3℃；沸点：258-260℃。闪点：138℃。密度：1.155

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下信息仅供参考)测定脂酶的底物，香料固定剂，溶剂，气相色谱固定液(最高使用温度 85℃，溶剂为甲醇、氯仿)，分离分析气体和醛

**保存：**RT