

去离子甲酰胺说明书

中文名称：去离子甲酰胺

英文名称：Formamide Deionized

其他名称：去离子氨基甲醛

CAS 号：75-12-7

CH₃NO=45.04

级别：BR

Purity: $\geq 99\%$

Melting point: 2~3°C

Dnase&Rnase&Protease activity: None detected

性状(以下信息仅供参考): 无色微黏液体。无气味或略有氨臭。有吸湿性。在有潮气的情况下,能水解成氨和甲酸。在一个大气压下于180°C部分分解成一氧化碳和氨。能与水、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸、二氧六环、乙二醇和苯酚等混溶,极微溶于乙醚和苯。能溶解干酪素、葡萄糖、玉米朊、单宁、淀粉、木素、聚乙烯。

用途: 本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下信息仅供参考)离子化溶剂。纸色谱展开剂。动物胶的软化剂。纤维工业的柔软剂。

保存: 2~8°C