

鞘磷脂说明书

中文名称：鞘磷脂

英文名称：Sphingomyelin from chicken egg yolk;

其他名称：鞘磷脂酯；神经鞘磷脂

CAS 号：85187-10-6

级别：BR

纯度：≥98%(TLC)

性状(以下信息仅供参考): 白色或类白色结晶性粉末。从蛋黄提取。微吸湿。对光敏感。 溶于苯、氯仿、热乙醇和乙酸，微溶于吡啶，几乎不溶于乙醚、丙醚和水。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: -20℃，保质期 4 年