

复合酶保护剂 HP 说明书

中文名称：复合酶保护剂 HP

英文名称：Enzyme protectant HP

级别：BR

建议用量：1-5%

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考) 广谱酶及抗原、抗体稳定剂。适合 PH5-9 液体及冻干剂体系，主要用于凝血酶、糖苷酶、核糖氧化酶、酯酶、己糖激酶、止凝血 APTT 试剂、血清蛋白质等的稳定



保存：2~8℃