

高温油脂 III 说明书

中文名称：高温油脂 III

英文名称：Grease of high temperature III； Apiezon grease M

其他名称：真空油脂 III；阿匹松 M

CAS 号：12704-91-5

平均相对分子质量：950

级别：色固

流失试验：合格

最高使用温度：250℃

性状(以下信息仅供参考)：黄色或深黄色油脂。系高分子量饱和烃类的混合物。溶于氯仿和苯等有机溶剂。相对密度(d₂₀15.5)0.894。熔点约 44℃

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)气相色谱固定液(最高使用温度 250℃,溶剂为苯或甲苯),分离分析醇类、醛类、酮类、脂肪酸和酯、烃类、无机和有机金属化合物、硫化物

保存：RT