

## 铬雾抑制剂说明书

中文名称：铬雾抑制剂

英文名称：Chromic acid fog inhibitor

型号：FC-80

含量：≥95.0%

**性状(以下信息仅供参考)：**白色或微黄色粉末状结晶。铬雾抑制剂主要有：F-53 铬雾抑制剂(全氟烷基聚氧乙烯醚磺酸钾)、FC-80 铬雾抑制剂(氟辛基磺酸钾)、ZM-830 非氟型铬雾抑制剂等



**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途

**保存：**RT