

硅钨酸说明书

中文名称：硅钨酸

英文名称：Silicotungstic acid hydrate; Tungstosilicic acid hydrate

其他名称：钨硅酸；硅钨酸水合物

CAS 号：12027-43-9

$H_4[Si(W_3O_{10})_4] \cdot xH_2O=2878.17$ (anhydrous basis)

级别：AR

钨酸盐：合格

重金属：≤0.002%

灼烧失量：≤17.0%

氯化物：≤0.001%

硫酸盐：≤0.005%

硝酸盐：≤0.01%

水不溶物：≤0.01%

二氧化硅：1.80~2.35%

澄清度试验: ≤ 4 号

性状(以下信息仅供参考): 白色或浅黄色结晶。有潮解性。溶于水、乙醇和乙醚。受热则溶于其结晶水。有刺激性

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)生物碱的沉淀和测定。

保存: RT