

## 硅油III说明书

中文名称：硅油III

英文名称：Silicone oil III; Silicone; Poly(dimethylsiloxane); Silicone oil

其他名称：苯甲基硅油 274；甲基苯基硅油；45%苯基；甲基苯基硅油 III；苯基甲基硅油 III；聚硅氧烷；二甲聚硅氧烷；有机硅油；二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)；硅酮；有机硅树脂；甲基硅树脂；聚二甲基硅氧烷；硬泡硅油

CAS 号：63148-62-9

**级别：**色固

**性状：**无色透明油状液体。为苯基含量较高的硅油。溶于乙醚,不溶于水。

**用途：**生化研究。气相色谱固定液(最高使用温度 200℃,溶剂为乙醚)。

**保存：**RT