

## 甲基硅油 I 说明书

中文名称：甲基硅油 I

英文名称：Methylsilicone oil I

其他名称：甲基硅油 201-350

级别：色固

**性状：**无色透明油状液体。憎水性强。着火点高。热稳定性、化学稳定性好。溶于乙醚，不溶于水。相对密度(d<sub>254</sub>)0.965~0.975。凝固点-50℃。折光率(n<sub>20D</sub>)1.400~1.4100。 粘度 350±8% μ m<sup>2</sup>/s。闪点>300℃

**用途：**生化研究。气相色谱固定液(最高使用温度 230℃，溶剂为乙醚)，适用于非极性和弱极性各类有机化合物的分析

**保存：**RT