

甲基强的松龙说明书

中文名称：甲基强的松龙

英文名称：Methylprednisolone

其他名称：甲基氢化泼尼松；甲泼尼龙；甲强龙； 6α -甲基强的松龙；六甲基泼尼松龙；皮质酮；皮质甾酮；甲基泼尼松龙； $11\beta,17\alpha,21$ -三羟基- 6α -甲基-1,4-孕甾二烯-3,20-二酮 6α -甲基- $11\beta,17\alpha,21$ -三羟基-1,4-孕甾二烯-3,20-二酮

CAS 号：83-43-2

C₂₂H₃₀O₅=374.47

级别：分析标准品

纯度：≥98.0%(HPLC)

性状(以下信息仅供参考)：粉末，几乎不溶于水，略溶于乙醇
(96%)，微溶于丙酮和二氯甲烷

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：2~8℃