

## 聚丙烯酸树脂III说明书

中文名称： 聚丙烯酸树脂III

英文名称： Polyacrylic resin III

级别： BR

粘度：  $\leq 50\text{mPa} \cdot \text{s}$

酸值： 210~240

PH: 4.0~6.0

干燥失重：≤10.0%

重金属：≤0.003%

砷盐：≤0.0002%

**性状(以下信息仅供参考):** 白色条状物或粉末状固体物质。在温乙醇中溶解。在乙醚、水中不溶。聚丙烯酸树脂是由丙烯酸酯类和甲基丙烯酸酯类及其它烯属单体共聚制成的树脂。

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途。

**保存:** RT