

聚丙烯酰胺说明书

中文名称：聚丙烯酰胺

英文名称：PAM；PHIII；Polyacrylamide；2-Propenamide
homopolymer

其他名称：三号凝聚剂；双丙酮丙烯酰胺 235 溶液；絮凝剂 3 号

CAS 号：9003-05-8

分子式：(C₃H₅NO)_x

分子量：≥1000 万

级别：BR

含量：≥90.0%

水溶解试验：25～30%

使用方法：

- 1.使用时配成 0.1%浓度的溶液（最好不使用含盐类杂物的水）
- 2.溶解时，先将搅拌速度控制在 10-400rpm，然后将本产品均匀撒入搅拌的水中，当温度升高时有助溶解。
- 3.通过试验，选择被处理液 PH 值和本产品用量，使本产品充分发挥作用。

4.本系列产品在使用时应与被处理液充分混合，以利絮凝物不断增长和迅速沉降

性状(以下信息仅供参考): 白色或奶色易流动粉末状，为水溶性高聚物。相对密度 1.302

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下信息仅供参考)悬浮剂。增稠剂。增胶剂。絮凝剂。土壤改良剂。水溶性抗蚀剂树脂

保存: RT