

## 聚甲基丙烯酸甲酯说明书

中文名称：聚甲基丙烯酸甲酯

英文名称：PMMA；Poly(methyl methacrylate)；Poly(methacrylic acid methyl ester)

其他名称：聚（甲基丙烯酸甲酯）；2-甲基-2-丙烯酸甲酯的均聚物；聚丙烯酸酯塑料；有机玻璃；牙托粉

CAS 号：9011-14-7

分子式： $[\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)(\text{CO}_2\text{CH}_3)]_n$

级别：试剂级

熔流率(230℃/3.8kg): 3.7g/10min

透射率(总计, 3200um): 92%

悬臂梁缺口冲击强度(3.2mm): 16J/m

性状(以下信息仅供参考): 粉末或结晶或颗粒。密度: 1.19

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)分析  
标准

保存: RT