

## 聚乳酸说明书

中文名称：聚乳酸

英文名称：PLA； Polylactic acid； Poly(2-hydroxypropionic acid)

其他名称：聚(L-乳酸)

CAS 号：26100-51-6

级别：BR

分子量：~60000

**性状(以下信息仅供参考):** 由于乳酸具有旋光性,因此对应的聚乳酸有三种:PDLA、PLLA、PDLLA(消旋) 。常用易得的是 PDLLA 和 PLLA ,分别由乳酸或丙交酯的消旋体、左旋体制得

**用途:** 本品仅供科研,不得用于其它用途。

**保存:** RT