

聚乙二醇 350 单甲醚说明书

中文名称：聚乙二醇 350 单甲醚

英文名称：MPEG 350;

其他名称：聚乙二醇单甲醚；聚乙二醇甲醚；甲氧基聚乙二醇； α -
甲基- ω -羟基聚环氧乙烷； α -甲基- ω -羟基聚氧乙烯

CAS 号：9004-74-4

分子式： $\text{CH}_3(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$

平均分子量： ~ 350

级别：BR

熔点：-8℃

密度：1.094g/ml

性状(以下信息仅供参考)：无色液体。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT