

聚乙二醇 550 单甲醚说明书

中文名称：聚乙二醇 550 单甲醚

英文名称：MPEG 550;

其他名称：聚乙二醇单甲醚；聚乙二醇甲醚；甲氧基聚乙二醇； α -
甲基- ω -羟基聚环氧乙烷； α -甲基- ω -羟基聚氧乙烯

CAS 号：9004-74-4

分子式： $\text{CH}_3(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$

平均分子量：~550

级别：BR

折光率：1.455

密度：1.089g/ml

性状(以下信息仅供参考)：无色液体。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT