

聚乙二醇 800 说明书

中文名称：聚乙二醇 800

英文名称：PEG800 ； Polyethylene glycol 800

其他名称：聚氧乙烯 800； α -氢- ω -羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物；
聚氧化乙烯 800

CAS 号：25322-68-3

分子式： $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$

级别：AR

平均分子量：~800

澄清度试验：合格

灼烧残渣：≤0.2%

性状(以下信息仅供参考)：白色或浅黄色软蜡状半固体或片状。有轻微特殊气味。微有吸湿性。遇热易熔化。溶于水和乙醇

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT