

聚乙二醇 4000 说明书

中文名称：聚乙二醇 4000

英文名称：PEG4000； Polyethylene glycol 4000

其他名称：聚氧乙烯 4000； α -氢- ω -羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物；聚氧化乙烯 4000

CAS 号：25322-68-3

分子式：HO(CH₂CH₂O)_nH

级别：CP

平均分子量：3500~4500

pH (50g/L, 25℃)：4.0~7.0

结晶点：50.0~55.0℃

澄清度试验：合格

灼烧残渣：≤0.2%

性状(以下信息仅供参考)：白色或浅黄色软蜡状半固体或片状。有轻微特殊气味。微有吸湿性。遇热易熔化。溶于水和乙醇

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。



保存：RT