

聚乙二醇 5000 单甲醚说明书

中文名称：聚乙二醇 5000 单甲醚

英文名称：MPEG 5000；

其他名称：聚乙二醇单甲醚；聚乙二醇甲醚；甲氧基聚乙二醇； α -
甲基- ω -羟基聚环氧乙烷； α -甲基- ω -羟基聚氧乙烯

CAS 号：9004-74-4

分子式： $\text{CH}_3(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$

平均分子量：~5000

级别: BR

Vapor density: >1(vs air)

vapor pressure: 0.05 mmHg (20°C)

Melting point: 60~64°C

性状(以下信息仅供参考): 浆糊状物

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途

保存: RT