

## 聚乙二醇 8000 说明书

中文名称：聚乙二醇 8000

英文名称：PEG8000 ； Polyethylene glycol 8000

其他名称：聚氧乙烯 8000；  $\alpha$ -氢- $\omega$ -羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物；聚氧化乙烯 8000

CAS 号：25322-68-3

分子式： $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$

级别：CP

平均分子量：~8000

澄清度试验：合格

灼烧残渣：≤0.2%

**性状(以下信息仅供参考)：**白色或浅黄色软蜡状半固体或片状。有轻微特殊气味。微有吸湿性。遇热易熔化。溶于水和乙醇

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。

**保存：**RT