

## 聚乙二醇 20000 说明书

中文名称：聚乙二醇 20000

英文名称：PEG20000； Polyethylene glycol 20000

其他名称：聚氧乙烯 20000；  $\alpha$ -氢- $\omega$ -羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物；聚氧化乙烯 20000

CAS 号：25322-68-3

分子式： $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$

级别：GR

平均分子量：～20000

pH（50g/L，25℃）：4.5～7.5

结晶点：58～63℃

粘度：10000～15000cSt

性状(以下信息仅供参考)：白色坚硬蜡状固体或薄片。热稳定性较好。溶于丙酮。凝固点约 60℃。闪点 $\geq$ 240℃

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT