

聚乙烯醇说明书

中文名称： 聚乙烯醇

英文名称： PVA； Poly(vinyl alcohol)； Vinyl alcohol – polymerised；
Vinyl alcohol

CAS 号： 9002-89-5

分子式： $[-CH_2CH(OH)-]$

平均分子量： 22000

级别： BR

类型： 1750±50

含量： ≥99.0%

挥发物： ≤9.0%

氢氧化钠： ≤0.2%

性状(以下信息仅供参考)： 干燥无塑性的聚乙烯醇为白色到奶白色粉末或颗粒。在 200℃时软化而分解。因存在不同含量的残留乙酰基而有不同的粘度和特性。溶于水，水溶液能与低碳醇成胶状而混溶，不溶于石油溶剂。相对密度 1.27～1.31。折光率 1.49～1.53。闪点 200℃。商品为多种不同重均分子质量的聚合物

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。



保存：RT