

磷酸苯二钠二水物说明书

中文名称：磷酸苯二钠二水物

英文名称：Disodium phenyl phosphate dihydrate;

其他名称：磷酸苯酯二钠盐；苯基磷酸二钠盐；磷酸一苯酯二钠盐；磷酸苯基二钠

CAS 号：66778-08-3

$C_6H_5Na_2O_4P \cdot 2H_2O = 254.09$

级别：CP

含量： $\geq 85.0\%$

水溶解实验：合格

游离苯酚：合格

奶计适宜度试验：合格

干燥失重： $\leq 16\%$

磷酸氢二钠： $\leq 2.0\%$

性状(以下信息仅供参考)：白色结晶性粉末。易吸湿。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚和丙酮。



用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)测定乳中磷酸酶和金阿姆斯特朗(King Armstrong)磷酸酯酶。钙沉淀剂

保存：2~8℃