

磷酸三正丁酯说明书

中文名称：磷酸三正丁酯

英文名称：TBP; Tributyl phosphate; Phosphoric acid tributyl ester

其他名称：磷酸正丁酯；磷酸三正丁酯；三丁基磷酸盐；磷酸三丁脂；磷酸三丁酯；三正丁基磷酸盐

CAS 号：126-73-8

$C_{12}H_{27}O_4P=266.32$

级别：HPLC grade

含量: $\geq 99.0\%$ (HPLC)

性状(以下信息仅供参考): 无色液体。无气味，能与多数有机溶剂混和，微溶于水（1ml 溶于约 165ml 水）。低毒。密度：**0.976**；熔点：**-79℃**。沸点：**289℃**。折光率：**1.425**。闪点：**146℃**。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下信息仅供参考)硝化纤维及乙酸纤维素溶剂，消泡剂、热交换介质、增塑剂、萃取剂。气相色谱固定液(最高使用温度 **120℃**，溶剂为乙醚)萃取钴、铈、锰、钼、钡、铯、镍、铀和钨，比色测定钼。

保存: RT