

磷酸锌说明书

中文名称：磷酸锌

英文名称：Zinc phosphate tetrahydrate; Zinc phosphate tribasic; Zinc orthophosphate

其他名称：四水磷酸锌

CAS 号：7543-51-3

$Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O=458.17$

级别：CP

含量： $\geq 99.0\%$

铁： $\leq 0.01\%$

铅： $\leq 0.06\%$

氯化物： $\leq 0.01\%$

硫酸盐： $\leq 0.05\%$

盐酸溶解试验：合格

性状(以下信息仅供参考)：白色粉末。无气味。溶于稀矿酸、乙酸、氨水和氢氧化碱溶液，不溶于水和乙醇。相对密度 3.04。



用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT