

## 硫化锌说明书

中文名称：硫化锌

英文名称：Zinc sulfide; albalith; c.i. pigment white 7; ci pigment white 7; cleartran; irtran 2; pigment white

其他名称：闪锌矿

CAS 号：1314-98-3

ZnS=97.46

级别：AR

纯度：≥98.0%

**性状(以下信息仅供参考):** 白色至灰白或浅黄色粉末。见光色变深。在干燥空气中稳定，久置湿空气中或含有水分时，渐氧化为硫酸锌。溶于稀无机酸，不溶于水和碱溶液。相对密度 3.98(α型)，(d<sub>25</sub>)4.102(β型)。有刺激性。

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途。

**保存:** RT，避光