

皮粉（含铬）说明书

中文名称：皮粉（含铬）

英文名称：chromed hide powder ； Hide powder slightly chromated

其他名称：铬皮粉

级别：AR

三氧化二铬：0.2~0.5%

干燥失重：13~18%

吸收单宁酸试验：合格

性状(以下信息仅供参考)：白色或几乎白色的羊毛状粉末。微有腐臭。易吸水,吸水后能与多种金属络合物和单宁酸结合,并使皮蛋白变成革纤维

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)测定单宁酸。间接测定植物拷胶和人造单宁的含量

保存：RT