

## 3-辛基取代聚噻吩说明书

中文名称：3-辛基取代聚噻吩

英文名称：P3OT ； Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)

其他名称：3-辛基取代聚噻吩;聚(3-辛基噻吩-2,5-二基),  
REGIORANDOM, LOW METALS;聚(3-辛基噻吩-2,5-二基), 区域无规则,  
低金属;聚(3-辛基噻吩-2,5-二基), 区域规则, 低金属

CAS 号：104934-51-2

线性分子式：(C<sub>12</sub>H<sub>18</sub>S)<sub>n</sub>

average Mn : ~22000

**average Mw** : ~36600

**级别**: 区域无规则, 低金属

**性状(以下信息仅供参考)**: 粉末, 溶于 THF, CHCl<sub>3</sub>

**用途**: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下信息仅供参考)导电  
聚合物

**保存**: RT