

## 4,4'-联吡啶说明书

中文名称：4,4'-联吡啶

英文名称：4,4'-Bipyridine;

其他名称： $\gamma, \gamma$ -联吡啶；4,4-联吡啶；4-联吡啶

CAS 号：553-26-4

C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>=156.18

级别：CP

含量：  $\geq 98.0\%$

乙醇溶解试验： 合格

熔点：  $109\sim 113^{\circ}\text{C}$

灼烧残渣：  $\leq 0.1\%$

**性状(以下信息仅供参考)：**白色或浅黄色针状结晶。味苦。能升华。

易溶于乙醇、苯、氯仿和乙醚，微溶于水。熔点  $73^{\circ}\text{C}$ 、 $111\sim 112^{\circ}\text{C}$

(无水物)。沸点  $304.8^{\circ}\text{C}$ 有刺激性

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)氧化还原指示剂。铁的络合光度测定。

保存： RT， 避光