

D-荧光素钾说明书

中文名称：D-荧光素钾

英文名称：D-Luciferin potassium salt;

其他名称：(S)-4,5-二氢-2-(6-羟基苯并噻唑-2-基)噻唑-4-甲酸钾盐；D-荧光素钾盐；荧光素钾；D-虫荧光素钾盐

CAS 号：115144-35-9

C₁₁H₇KN₂O₃S₂=318.41

级别：BR

纯度: $\geq 98.0\%$

性状(以下信息仅供参考): 粉末。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下信息仅供参考)活细胞、组织或生物体内 luc 标记基因和荧光素酶-融合基因体内/体外表达的成像分析；广泛用于报告基因分析，免疫分析和 ATP 荧光卫生监测分析。适合用于荧光素酶的基板

保存: -20°C ，避光