

L- α -磷脂酰乙醇胺说明书

中文名称：L- α -磷脂酰乙醇胺

英文名称：PE；L- α -Phosphatidylethanolamine from egg yolk

其他名称：1,2-二脂酰-sn-甘油-3-磷酸-O-乙醇胺；L- α -卵磷脂乙醇胺；1,2-二酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺；L- α -脑磷脂

CAS 号：39382-08-6

级别：BR

纯度： $\geq 97.0\%$ (TLC)



性状(以下信息仅供参考): 白色或淡褐色粉末, 鸡蛋黄提取。溶液暴露
在室温下每天可分解 0.3-0.5%

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途

保存: -20℃