

N,N,N,N-四甲基对苯二胺二盐酸盐说明书

中文名称：N,N,N,N-四甲基对苯二胺二盐酸盐

英文名称：TMPD； N,N,N,N-Tetramethyl-P-phenylenediamine 2HCl；
Wurster's Reagent

其他名称：二盐酸四甲基对苯二胺； N,N,N',N'-四甲基-1,4-苯二胺二盐酸盐；二盐酸-4-氨基-N,N-二乙基苯胺；二盐酸 N,N,N',N'-四甲基-1,4-苯二胺

CAS 号：637-01-4

$C_6H_4[N(CH_3)_2]_2 \cdot 2HCl=237.17$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

水溶解试验：合格

性状(以下信息仅供参考)：类白色或灰色粉末，溶于水，不溶于乙醇。保存时间长会使颜色加深；熔点：220-224℃

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)微生物测试试剂，用于阳性细胞色素氧化酶、需氧微生物的分类。用作氧化酶试剂。

保存：RT，避光