

## PBS 缓冲液说明书

中文名称：PBS 缓冲液

英文名称：PBS(Phosphate buffer saline) powdered

其他名称：PBS 磷酸盐缓冲液

级别：BR

规格：可配 500 毫升溶液

PH（1% water）：7.2



**用法:** 取 2.1 克，加蒸馏水 500 毫升，溶解后，经 121℃ 高压灭菌  
15 分钟备用

**性状(以下信息仅供参考):** 粉末

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途

**保存:** RT