

苯酐说明书

中文名称：苯酐

英文名称：Phthalide;

其他名称：邻羟甲基苯甲酸内酯；苯甲醇(邻)酸内酯；苯并 [C] 呋喃-2-酮；2-苯并 (C) 呋喃酮；2-苯并呋喃酮；邻苯二甲内酯；酐内酯

CAS 号：87-41-2

$C_8H_6O_2=134.13$

级别：BR

含量: $\geq 99.0\%$

性状(以下信息仅供参考): 针状结晶。在空气中稳定。溶于乙醇、乙醚和热水，极微溶于水。相对密度(d_{99.14})1.1636。熔点 75℃(水中结出者)、65.8℃(不稳定型)。沸点 290℃。折光率(n_{99.1D})1.536。闪点 152℃。有刺激性

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: RT