

第威德合金说明书

中文名称：第威德合金

英文名称：Devarda's alloy; Devarda's alloy silylation reagent;

Synonyms: Devarda's alloy silylation

其他名称：德瓦达合金；节瓦尔德合金；代伐达氏合金；铜锌铝合金；定氮合金；戴氏合金；第瓦尔德合金

CAS 号：8049-11-4

$\text{CuAlZn}=155.92$

级别：AR

总氮量：≤0.003%

颗粒度：合格

性状(以下信息仅供参考)：灰白色有光泽块状或小颗粒或粉末。含有50%铜、45%铝及5%锌。微溶于盐酸。

用途：本品仅供科研，不得用于其他用途。(以下信息仅供参考)测定硝酸盐或亚硝酸盐中氮时的还原剂

保存：RT