

对甲苯磺酸乙酯说明书

中文名称：对甲苯磺酸乙酯

英文名称：Ethyl p-toluene sulfonate; 4-Methylbenzenesulfonic acid ethyl ester

其他名称：4-甲苯磺酸乙酯；乙基-4-甲基苯磺酸酯；4-甲基苯磺酸乙酯；对甲苯磺酰乙酯

CAS 号：80-40-0

C₉H₁₂O₃S=200.26

级别：CP

含量：≥98%

熔点：28~32℃

性状(以下信息仅供参考)：单斜结晶。有吸湿性。不稳定。溶于多数有机溶剂,不溶于水。相对密度 1.17。沸点 173℃(2.00kPA)。折光率 (n_{20D})1.5110。闪点 157℃。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)乙基化试剂。

保存：RT